

## D-PBS 缓冲液(DPBS)

### 【产品介绍】

PBS 缓冲液，即杜氏磷酸盐缓冲液，不含钙、镁和酚红。

DPBS 能够提供相对稳定的离子环境和 pH 缓冲能力，是生物学中经常使用的缓冲盐溶液。

一般用于细胞游离前的清洗、细胞或组织运输、细胞计数稀释、溶液配制、容器和细胞用品的清洗等。本产品为 1×工作液，经 0.1 μm 过滤除菌。可直接使用。

D-PBS 溶液 (Dulbecco's Phosphate-Buffered Saline)，含 2.67mM KCl, 1.47mM KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>, 137.93mM NaCl, 8.06mM Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>, PH 值范围 7.2-7.4。

### 【包装清单】

产品编号	产品名称	包装
TS-95965	D-PBS 缓冲液 (DPBS)	500ML

### 【注意事项】

- ✔ 在使用 D-PBS 的过程中要特别注意避免溶液被微生物污染。
- ✔ 本 D-PBS 溶液不含 Ca<sup>2+</sup>与 Mg<sup>2+</sup>，如需使用含有 Ca<sup>2+</sup>与 Mg<sup>2+</sup>的 D-PBS 溶液，请订购 C0221G D-PBS (with Ca<sup>2+</sup> & Mg<sup>2+</sup>)。
- ✔ 本 D-PBS 溶液不含 Ca<sup>2+</sup>与 Mg<sup>2+</sup>，如需使用含有 Ca<sup>2+</sup>与 Mg<sup>2+</sup>的 D-PBS 溶液，请订购 C0221G D-PBS (with Ca<sup>2+</sup> & Mg<sup>2+</sup>)。
- ✔ 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- ✔ 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

