

NP-69 细胞专用培养基

【细胞介绍】

NP-69 细胞专用培养基由团队精心优化, 经过长期测试, 本产品可保持 NP-69 细胞最佳的生长状态。

本产品中已包含 NP-69 细胞生长所需的各种成分, 无需添加任何成分, 可直接用于 NP-69 细胞的培养。

【推荐使用】

角质细胞无血清培养基 (包含两个组份: 基础培养基 1 瓶+生长因子 1 管: 1mL 或者 5mL 两种规格) 添加对应因子按照收到的生长因子对应规格: 1mL 加 0.2%, 5mL 加 1%, 同时添加 1% P/S 来培养细胞。

【包装】

产品编号	产品名称	规格
TS-P35507	NP-69 细胞专用培养基	500ML

【产品主要成分】

角质细胞无血清培养基	484mL 或者 480mL
角质细胞培养添加剂	1mL 或者 5mL
特级胎牛血清	10mL

重组人表皮生长因子 EGF	0.2ng/mL
P/S 双抗	5mL

【培养基及培养冻存条件准备】

检测项目		质量控制
澄清度		澄清
PH		7.3±0.2
内毒素含量 (EU/mL)		≤10
无菌检测	细菌	阴性
	真菌	阴性
	支原体	阴性
细胞生长实验	细胞形态	正常
	细胞生长实验	合格

【运输和保存】

运输：放置于含有生物冰袋的保温箱中低温运输

保存方法：2℃~8℃，避光，保存2个月；-20℃，避光，保存6个月。

【注意事项】

- ✔ 收到产品请先检查包装是否完好,如有破损,漏液、浑浊等现象请及时联系我们,培养基冻融后,可能会有少量絮状物析出,不影响产品正常使用。
- ✔ 请仔细阅读产品说明书,了解产品使用方法、保存方式、有效期等信息,若因

操作失误,保存不当而导致产品出现污染等问题的,责任由客户自行承担。

- ✔ 培养基中一些组分对人体有较低的危害性,如接触立即用大量清水冲洗即可。
- ✔ 本产品仅供研究使用,不可用于人或动物的体外诊断与治疗。
- ✔ For labortory use only. Not for diagmpstic or therapeutic use.