

## 猪鼻腔粘膜上皮细胞永生化细胞专用培养基

### 【细胞介绍】

猪鼻腔粘膜上皮细胞永生化细胞专用培养基由团队精心优化，经过长期测试，本产品可保持猪鼻腔粘膜上皮细胞永生化细胞最佳的生长状态。

本产品中已包含猪鼻腔粘膜上皮细胞永生化细胞生长所需的各种成分，无需添加任何成分，可直接用于猪鼻腔粘膜上皮细胞永生化细胞的培养。

### 【包装】

产品编号	产品名称	规格
TS-P685	猪鼻腔粘膜上皮细胞永生化细胞专用培养基	125ML
		500ML

### 【产品主要成分】

上皮细胞基础培养基	480mL
特级胎牛血清	10mL
上皮细胞培养添加剂	5mL
P/S 青霉素-链霉素	5mL

### 【培养基及培养冻存条件准备】

检测项目	质量控制
澄清度	澄清

PH		7.3 ± 0.2
内毒素含量 (EU/mL)		≤ 10
无菌检测	细菌	阴性
	真菌	阴性
	支原体	阴性
细胞生长实验	细胞形态	正常
	细胞生长实验	合格

### 【运输和保存】

运输：放置于含有生物冰袋的保温箱中低温运输

保存方法：2℃~8℃，避光，保2个月；-20℃，避光，保存6个月。

### 【注意事项】

- ✔ 收到产品请先检查包装是否完好,如有破损,漏液、浑浊等现象请及时联系我们,培养基冻融后,可能会有少量絮状物析出,不影响产品正常使用。
- ✔ 请仔细阅读产品说明书,了解产品使用方法、保存方式、有效期等信息,若因操作失误,保存不当而导致产品出现污染等问题的,责任由客户自行承担。
- ✔ 培养基中一些组分对人体有较低的危害性,如接触立即用大量清水冲洗即可。
- ✔ **本产品仅供研究使用,不可用于人或动物的体外诊断与治疗。**
- ✔ **For labortory use only. Not for diagmpstic or therapeutic use.**